

## TDW 4040

Messbereich	R: 0,10 bis 8,00 m <sup>2</sup> ·K/W
Probengröße (L x B)	1500 mm x 1500 mm (Mauerwerk)
Probendicke (H)	bis 360 mm
Temperaturbereich	■ Kaltsektion: -10 °C bis 40 °C ■ Warmsektion: +10 °C bis 40 °C
Interface	1x RS 232,1x Gigabit Ethernet
Abmessungen (H x B x T)	300 cm x 500 cm x 360 cm
Stromversorgung	230 V/400 V/50 Hz
Gewicht	3890 kg