

## GHP 900

Messbereich	0,005 bis 2,0 W/(m·K), abhängig von Material und Dicke
Probengröße (L x B)	900 mm x 900 mm variabel, je nach Dimension der Heizplatte: 200 mm x 200 mm bis 500 mm x 500 mm
Probendicke (H)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1x 15 mm bis 280 mm (1-Proben-Messsystem)</li><li>▪ 2x 15 mm bis 140 mm (2-Proben-Messsystem)</li></ul>
Temperaturbereich	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kühlplatte: -10 °C bis 60 °C</li><li>▪ Heizplatte: 0 °C bis 70 °C</li></ul>
Interface	1x RS 232, 1x Gigabit Ethernet
Abmessungen (H x B x T)	233 cm x 146 cm x 126 cm (Deckel geöffnet)
Stromversorgung	110 V bis 230 V, 50/60 Hz
Gewicht	278 kg