

Photo-DSC 204 **F1 Phoenix**[®]

Temperaturbereich	<ul style="list-style-type: none"> ■ -100 °C bis 200 °C mit Belichtungsmodul ■ Standard-DSC-Messungen: -180 °C bis 700 °C 	
Tiegel	Offen, Aluminium	
Automatic Sample Changer (ASC)	bis zu 204 Proben (Option)	
Empfohlene Hg-Lampentypen	DELOLUX 04	OmniCure[®] S 2000
Max. Leistung	9,9 W/cm ²	>10 W/cm ²
Wellenlängenbereich	315 bis 500 nm*	320 nm bis 500 nm*
Belichtungszeit	0,1 s bis 1000 s	0,2 s bis 1000 s
Blendendurchmesser	8 mm, 4 mm, 2 mm	8 mm, 4 mm, 2 mm
Lebensdauer (Lampe)	1500 h	2000 h

* variabel und erweiterbar mit verschiedenen Filtern