

GHP 600

Messbereich	0,005 bis 2,0 W/(m·K), abhängig von Material und Dicke
Probengröße (L x B)	600 mm x 600 mm variabel, je nach Dimension der Heizplatte: 100 mm x 100 mm bis 300 mm x 300 mm
Probendicke (H)	<ul style="list-style-type: none">▪ 1x 15 mm bis 200 mm (1-Proben-Messsystem)▪ 2x 15 mm bis 100 mm (2-Proben-Messsystem)
Temperaturbereich	<ul style="list-style-type: none">▪ Kühlplatte: -15 °C bis 60 °C▪ Heizplatte: -5 °C bis 70 °C
Interface	1x RS 232, 1x Gigabit Ethernet
Abmessungen (H x B x T)	186 cm x 85 cm x 85 cm
Stromversorgung	110 V bis 230 V, 50/60 Hz
Gewicht	214 kg