

## GHP 900 S

Messbereich	0,005 bis 2,0 W/(m·K), abhängig von Material und Dicke
Probengröße (L x W)	900 mm x 900 mm variabel, je nach Dimension der Heizplatte: 200 mm x 200 mm bis 500 x 500 mm optional: 800 mm x 800 mm für Isolierglas
Probendicke (H)	■ 1x 15 mm bis 380 mm (1-Proben-Messsystem) ■ 2x 15 mm bis 180 mm (2-Proben-Messsystem)
Temperaturbereich	■ Kühlplatte: -10 °C bis 60 °C ■ Heizplatte: 0 °C bis 70 °C
Interface	1x RS 232, 1x Gigabit Ethernet
Abmessungen (H x B x T)	235 cm x 130 cm x 120 cm
Stromversorgung	110 V bis 230 V, 50/60 Hz
Gewicht	256 kg