

TLR 1000

Messbereich	0,001 W/(m·K) bis 0,25 W/(m·K)
Probendurchmesser	<ul style="list-style-type: none">■ innen: 18 mm bis 89 mm■ außen: 30 mm bis 220 mm
Temperaturbereich	<ul style="list-style-type: none">■ Probenraum: -15 °C bis 140 °C■ Heizrohr: 0 °C* bis 200 °C
Interface	1x RS 232, 1x Gigabit Ethernet, USB
Abmessungen (H x B x T)	45 cm x 1850 cm x 50 cm
Stromversorgung	110 V bis 230 V, 50/60 Hz
Gewicht	118 kg

* abhängig von der Probe